



**PARTE MICROFIBRA**

- Medida que tiene que hacer la imagen (con sangre): 280 x 370 mm
- Medida que hará el tapacuello: 250 x 340 mm
- Zona útil del dibujo para asegurar que no se corten logos ni texto : 200 x 290 mm

**PARTE POLAR**

- Medida que tiene que hacer la imagen (con sangre): 530 x 230 mm
- Medida que hará el tapacuello: 500 x 200 mm
- Zona útil del dibujo para asegurar que no se corten logos ni texto : 450 x 150 mm

## DELANTERA = TRASERA



NOTA: Se impime en 1 parte: el dibujo es continuo alrededor de todo el tapacuello.

NOTA: El dibujo se impime en 2 partes: delante y detrás, así que no puede ser un dibujo continuo alrededor de todo el tapacuello.